

Dr. View X-RAY EX

カラーバリエーション



グレー【DRV-X88G】



ホワイト【DRV-X88W】

タイプ EX-T

散乱線が気になる方へ **タングステンシート付**



グレー【DRV-X88GT】



ホワイト【DRV-X88WT】



タングステンシートは貼付けですので水洗いは出来ません。
メガネが汚れた場合はタングステンシートが濡れないように汚れを拭き取って下さい。

価格はタングステンシート有無同じです。

タングステンシート付をご注文の際は品番最後のTを必ず付けて下さい。

タングステンシートデータ

東京都立産業技術研究センター検査結果

試験方法 JIS T 61331-1

鉛当量 (100kV) : $0.11 \pm 0.02 \text{mmPb}$

放射線遮蔽率 : 73.56%

mGy / min

	タングステンシート付	ブランク
透過線量率	1.63 ± 0.003	6.16 ± 0.003

《販売元》

有限会社エネアコーポレーション

〒910-0854

福井県福井市御幸3丁目13-24

ミュキビル2F

TEL: 0776-37-3000