

# Dr. View

## Dr. View

### DRV-100/200



超防曇 + 防傷効果が**持続**するお手入れ簡単なサージカルグラスです。  
毎日洗って1か月以上ご使用いただけるのでディスプレイよりお得です。

## NK コート（超防曇 / 防傷）付きサージカルグラス

DRV-100



頭にフィットする形状で  
柔らかい鼻パッドと  
弾力性があるツル素材でソフトなかけ心地

DRV-200



オーバーグラスタイプで  
メガネの上からも使用可能




### NK（超防曇 + 防傷）コートの特徴


欧州規格 EN166 【N】 防曇性 【K】 耐傷性をクリアしたコート使用

◆水洗い・中性洗剤での洗浄 **OK** ※中性洗剤で洗浄後ティッシュで拭き上げ呼吸をあてる⇒50回OK 当社調べ

◆アルコール消毒液での洗浄 **OK** ※消毒用エタノールを脱脂綿で塗布⇒水洗い後ティッシュで拭き上げ呼吸をあてる⇒50回OK 当社調べ



DRV-200/ アルコール洗浄 30 回後



当社従来曇り止め / アルコール洗浄 1 回で白濁

◆オートクレーブ（1.2 気圧 / 120℃ / 20 分）対応 ※コートの防曇性には問題ありませんが  
ラバー部分が 5 回以上で破損する場合があります 当社調べ

◆傷がつきにくい高い防傷性 ※欧州規格 EN 168:2001 準じた 3000 回往復摩耗テストOK / 5000 回往復摩耗テスト後防曇コート試験OK  
日本眼鏡普及光学器検査協会調べ

【フレーム】ポリカーボネート  
【鼻パッド】TPR(DRV-100)  
【モダン】TPR

【重量】  
DRV-100:26g  
DRV-200:35g

【可視光線透過率】90%  
【紫外線カット率】99.9% UV400  
【台湾製】

【JANコード】  
DRV-100:4589785011006  
DRV-200:4589785012003

希望小売価格  
¥1,500 (税別)

#### 【販売元】

有限会社エネアコーポレーション

〒910-0854  
福井県福井市御幸3-13-24  
ミュキビル2F  
☎ 0776-37-3000

#### 【お問い合わせ先】